

# 整房輸出項目清單

---

榮順軒有限公司

02-89839352

葉董	說明	驗證
院所模組	授權帳號：staq，密碼：staq 登入後可新建院所資料，各護理院所之授權帳密為亂數產生，須提供給各護理院所管理者進行登入。(識別碼開頭只能是英文或數字)	
<b>護理院所 (設置部分)</b>	<b>說明</b>	<b>驗證</b>
樓層管理	首要建立資料，根據不同院所新建樓層及房號等資料。	
設備管理	設備管理包含閘道器與其他設備，特定設備(護理床)需與閘道器連結才能使用。	
設備管理－ 閘道器	閘道器可指定欲連接之設備，每個設備只能被一個閘道器連接。	
設備管理－ 其他設備	其他設備需指定使用者與樓層等關係才會顯示，另外，如需控制之設備需連線至閘道器。	
告警管理	設備告警值根據不同設備分別設定，當告警值出現時會以紅色的方式顯示，並且可於詳細資料顯示之部分進行核銷動作。	
使用者管理	新增病患個人資料，且須連接樓層與房號等才會顯示於平台主頁面。	
群組管理	自訂義群組分類，以同類型設備進行群組控制及監測。	
帳號管理	可授權其他行政人員進行平台資料建置與使用。	
<b>護理院所 (操作部分)</b>	<b>說明</b>	<b>驗證</b>
全體監測	於登入後第一畫面，可第一眼了解目前根據睡眠帶之告警值設定判斷該患者之使用數據是否出現危急情境，有則紅色、無則綠色。若無告警設定則預設綠色。	
全體監控 (群控)	根據群控設定可進行不同種類之群組操作與圖表化數據顯示，操作則因設備之特性判斷是否有操作功能(目前僅護理床)。(群控監測)	
個人介面	根據有連接之設備顯示於畫面上方並可點選進行各設備之圖表數據顯示，左側則顯示該患者之資料，包含姓名、樓層、房號等，以及是否有告警值超標須排除的訊息。	
設備介面－ 排程	當患者於特定需求日期時，可以指定排程操作(目前僅護理床)。以床為例，護理人員可以於特定時間設定該患者之指定頭部、腿部、(整床高度待確認)之數值。	
設備介面－ 控制/監測	護理人員可於本區塊內進行遠端之操作及圖表數據顯示，根據不同設備種類進而提供不同的操作與監控畫面(目前僅護理床可控制)。以床為例，護理人員需先確認是否該設備有連接至閘道器並開啟接連，接著，透過按鈕或拉條等方式進行控制。	
群控監測	護理人員可根據事先設定之群組進行全體控制，該部分也是僅能針對相同類型之設備進行控制(目前僅護理床可控制)。	

其它	說明	驗證
開道器 Wifi 設定	藉由藍芽連結開道器方式設定開道器之 wifi 通訊，以進行遠端設備控制	

THE END

---

榮順軒有限公司

02-89839352